



SANIDOR

CLIP DE DESODORIZACIÓN POLIVALENTE

7 buenas razones para utilizar SANIDOR:

1. Concebido para desodorizar y perfumar el ambiente en continuo.
2. Multi-usos gracias a su clip de fijación y su discreto formato.
3. Solución 100% reciclable, sin contraindicaciones, ni manipulación específica.
4. Translúcido y perfumado, SANIDOR está destinado, entre otros usos, para la desodorización de aseos.
5. Compuesto de fragancia impregnada en un polímero flexible.
6. Gracias a su sistema de clip SANIDOR se adapta a todas las áreas.
7. Remanencia de hasta 30 días.

CARACTERÍSTICAS

Perfume: Frutos rojos.
Composición: Polímero flexible EVA (Etilvinilacetato) y perfumes.
Peso: 40 gr
Presentación: caja de 10 clips.

UTILIZACIONES

Particularmente adaptado para: Colectividades, Hostelería y Restauración

Útil en cualquier zona, donde sea necesario eliminar olores desagradables: en aseos de hoteles, restaurantes, campings, caravanas, estaciones de servicios de carreteras, estaciones de transportes (tren, autobús, etc.), empresas, industrias, etc.

En vestuarios, gimnasios.

En los vestíbulos de edificios, cerca de cubos de basura, aparcamientos, armarios.

Habitaciones de hotel, residencia de ancianos, etc.

MODO DE EMPLEO

SANIDOR se presenta en bolsas herméticas (flow pack) de plástico transparente.

Coloque el clip en la habitación que desee desodorizar. Por ejemplo, enganchar SANIDOR en una tubería o bien colocarlo en la parte alta de un mueble. En inodoros, el clip se coloca en el exterior. Reemplazar el clip cuando la fragancia desaparezca, generalmente después de 30 días desde su colocación.

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAJE

Importante: Evitar poner en contacto directo con superficies plásticas, pintadas o barnizadas.

Información complementaria: Consulte la Ficha de Datos de Seguridad

072022